

SMT サーベイヤー 可動式


(モデルテーブル付き)



正確なサベイラインを引き、 アンダーカット量を測定。

鉤線の位置決定にも最適な 軽量コンパクトモデル。

ツールセットが標準付属






シンプルで扱いやすい エントリーモデル

シンプルな構造で扱いやすい、 エントリーモデルのサーベイヤーです。



モデルテーブルと ツールセットが標準付属

全方向フリーのモデルテーブルと、 ツールセットが標準付属なので すぐに使えます。



コンパクトサイズで スペースを有効活用

コンパクトサイズでラボ内や 技工机上のスペースを有効活用 できます。



底面 Φ168 mm

アームの稼働によって横幅の 最大値は変わってきます。

本体仕様

サイズ (W×D×H mm):Φ168×H241mm 重量 (kg):1.9kg

別売りオプション

ハンドピースホルダー

ハンドピースを装着するためのハンドピースホルダー。 簡易的なミリングを行いたい際にオススメです。





標準価格 7,800円 (税別)

同梱物

本体とモデルテーブルの他に、ツール(6種類)が標準付属しています。

- ・アナライジングロッド
- ・カーボンホルダー
- ・カーボンマーカー
- ·アンダーカットゲージ(0.25、0.50、0.75mm)
- ・ワックストリマ-
- ·テーパーツール6°



- SMT サーベイヤー用ツールセット
- ** 単体販売も可能です。 標準価格:4,000円(税)) *各種ツールの単体販売も可能です。 価格はお問い合わせ下さい。



単体販売も可能です。 標準価格:16,500円(积別)



55,000円 (税別)

別売り関連商品

パラワックス

付属のブロックアウトピン各種を使い分けることで、 サベイング後のワックスアップを容易にします。 コーヌスクローネのデンチャーのワックスアップにも便利です。

同椒物



・パラワックス本体





OBODENT GmbH

・ブロックアウトピン各種(0、2、4、6度)

** 単体販売も可能です。 標準価格:各4,900円(税別)

組み合わせ使用例

標準価格



パラワックス 本体仕様

サイズ(W×D×H mm): 66×70×125mm 重量(g): 450g 電源(V, Hz): 100V 50/60Hz 消費電力 (W): 4W

標準価格 56,000円 (税別)

一般的名称:歯科用ワックス形成器 一般医療機器医療機器届出番号:2382 製造販売元



名南歯科貿易株式会社

〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町 2番 26号

TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

東京オフィス:〒102-0082東京都千代田区一番町 27-2 理工図書ビル 2F &ショールーム TEL:(03)6261-3523 FAX:(03)6261-3524



お取扱店