

Scanner -仕様-



All-in-one
オールインワン



Scan full arch
フルアーチスキャン



12 units of multi-die scan
12歯マルチダイスキャン




Triple tray
トリプルトレイ


Up300

精度	<10μm
カメラ	2 x 1.3MP (カラー)
オールインワンスキャン	●
ワンクリックのトリプルトレースキャン	●
スキャンソフトウェアでマージンをマーク	●
テクスチャスキャン	色による質感再現
インプレッションスキャン	●
カットされていない模型のスキャン	●
スピード(フルアーチ)	約 25 秒
スピード(マルチダイスキャン)	約 37 秒
スピード(オールインワン)	約 40 秒
スピード(トリプルトレイ)	約 90 秒
サイズ	300 x 330 x 400 (mm)
重量	13.0 kg
電源	AC100V, 50/60HZ
出力フォーマット	STL, UM, PLY, OBJファイル

付属品



ネジ固定プレート



12歯ダイプレート




トリプルトレイホルダー
(インプレッションホルダー)



レギュラープレート



4歯ダイプレート
(オールインワンスキャン用)



キャリブレーションプレート

販売価格

1,200,000 円 (税別)

一般医療機器医療機器届出番号:23B2X10023000344

PCスペック要項

OSバージョン	Windows10 Pro 64bit(必須)
グラフィックボード	Intel core i7 2.5GHz 以上 Nvidia GeForce GTX1070 (6GB) 以上 16GB以上
ハードディスク	1TBの内蔵HDD、(SSD 120GB以上とのダブルハードディスクを推奨) USB3.0ポートが搭載されたPCのみ動作、3Dマウスでの操作を推奨

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

www.meinandental.com

製造販売元

2020.11.13.1000

Meinan 名南歯科貿易株式会社
www.meinandental.com

●名古屋本社 〒454-0805 名古屋市中川区南戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
●東京オフィス・ショールーム 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2埋工図書ビル2F
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524





YouTube

取扱店

歯科用3Dスキャナー

Up300



対応

Meinan 名南歯科貿易株式会社

Up300



高速なスキャンシステム
High speed scan



Triple tray
トリプルトレイ



12 units of multi-die scan
12歯マルチダイスキャン



All-in-one
オールインワン





Scan full arch
フルアーチスキャン

オールインワンスキャン All-in-one scan

2ステップで扁額模型を約40秒スキャンし、合計作業時間を50%節約します。

上顎、下顎およびダイを
同時にスキャンします。




自動調整して
スキャンを補助します。

たった40秒


12個のマルチダイスキャン 12 units of multi-die scan

自由に配置できる12個のユニット
ダイを約37秒でスキャンします。




改良されたカット無し模型スキャン Improved uncut scan model

ノーカットモデルのスキャン精度も
高い品質にてデジタル化が行なえます。



トリプルトレースキャン Triple tray scan

デジタル印象はたったのワンクリックで
スキャンできます。



かつてないほど高速なスキャナーになりました。