

デンタスタディ

平行模型用
(診断・☺)

DentaSTUDY



一般の名称：歯科用樹脂系模型材 一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000399

デンタフォーム

作業用模型
(高耐熱)

DentaFORM



一般の名称：歯科用樹脂系模型材 一般医療機器医療機器届出番号：23B2X10023000398

平行模型 | 診断用模型 | スタディモデル | 矯正模型

鮮やかなホワイトカラーで積層ができる樹脂です。患者様への説明に、いつもの色味でご使用頂けます。

上記の他にも、ワックスアップ用模型にも最適。歯科用途において、様々な技工物に対応します。

カラー：ホワイト 対応光源：DLP 385nm / 405nm

デンタスタディのプリント例



ライナー、リテーナー、マウスガード成形用模型

独自の「アンチスティック(段差軽減)」を備えた、高耐熱材料。真空・加圧によるシート熱成形に最適な樹脂です。

加熱したシートに引っ付きにくく、模型を簡単に取り外すことができます。

カラー：グレー 対応光源：DLP 385nm / 405nm

デンタフォームのプリント例



その他のデンタシリーズも好評発売中です。

歯科模型用



デンタモデル

試適・トレー
製作用



デンタトライ

鋳造用



デンタキャスト

ガイド製作用



デンタガイド

インダイレクト
ボンディング
トレー用



デンタIBT

歯肉用



デンタガム

※ 製品の外観は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

■ 製造販売元

名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052) 799-4075 FAX: (052) 353-6610
東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F & ショールーム
TEL: (03) 6261-3523 FAX: (03) 6261-3524



YouTube

取扱店