


3Dプリンタ用洗浄液

3D メディカルクリーン

3Dプリンタを医療で使用するために、
プリンタの使い方や知識だけでなく、
洗浄工程の化学品知識も必要...

医院様やラボ様の負担を減らすために
購入から廃棄までワンストップで提供する
サービスを作りました。



従来のフロー




廃液・廃容器を
どうしよう...

売りっぱなし

3D メディカルクリーンでのフロー

※4L 缶サイズの運用例



洗浄液はIPAより有害性が低いため、
職場環境の改善ができます。



Meinan

名南歯科貿易株式会社

3D メディカルクリーンとIPAの比較

3D メディカルクリーンはエタノール主成分の有機溶剤中毒予防規則（有機則）非該当の洗浄剤で、IPAの代替品として使用することで作業環境の改善に役立ちます。

高濃度エタノール 3D メディカルクリーン		一般的なIPA (イソプロピルアルコール)
IPAと 同等	洗浄力 乾燥性	光造形物の洗浄剤として 一般的に使用
IPAより臭気は 低い	臭気	鼻にツンとくる臭い
有機則 非該当	有害性	有機則 該当
メーカーによる 回収・リサイクル	廃棄	特別管理産業廃棄物 概算費用 約50,000円

<ラインナップ>



17.7L サイズ
19,800
円 / 件
(税別)

<サービス内容>

- 3D メディカルクリーン 17.7L (一斗缶)
- 使用済み液の回収
- ※初回、使用済み液回収の専用缶付き
- オンラインでの簡単回収依頼



4L サイズ
9,900
円 / 件
(税別)

<サービス内容>

- 3D メディカルクリーン 4Lサイズ
- 使用済み液の回収
- ※初回、使用済み液回収の専用缶・箱付き
- オンラインでの簡単回収依頼

※ 製造メーカーからの直送商品となります。その他商品は同梱出来かねますので、ご注意をお願いいたします。
※ 通常納期：3-5 営業日となります。お手元に届くまでにお時間を頂きますので、ご注意をお願いいたします。

※商品の外観は現物と異なる場合があります。価格・仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市千川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F & ジョーラーム
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

お取扱店

