

ASIGA

Meinan
名南齒科貿易株式会社

GOOD
DESIGN
AWARD®
WINNER



reddot winner 2024

こんにちは Ultra!



reddot winner 2024

Explore the Ultra



asiga.com

メーカーのサイトへ移動します。(英語)

最新機能を詰め込んだ、スマートな一台です。

500種類を超える多彩なマテリアルを、自由に選択できます。
アシガ SPSテクノロジーにより、信頼できる高品質な3Dプリントを実現します。

積層サイズ xyz	192×108×147mm
ピクセルサイズ	50μm
テクノロジー	4K DLPプロジェクターおよびスマート ポジショニング システム (SPS™) を搭載
LED波長	385nm UV (産業用品質)
対応樹脂	世界の大手材料メーカーが提供する 500 以上の認定樹脂に対応
スマートユーザー機能	タッチレスによるカバーの開閉、赤外線ヒーター内蔵、シンプルかつ素早い材料の切り替え、トランスパレントモード™
ソフト	Asiga Composerソフトウェア (無期限の無償アップデート付き)
入力フォーマット	STL、SLC、PLY、STM
ネットワーク	Wi-Fi、内蔵Wi-Fiによるダイレクト無線接続、イーサネットLANケーブル
電源	100-240 VAC / 500W
サイズ	353×441×555mm 重量 32.5kg
セット内容	3D プリンター本体、Composer ソフトウェア、1kg 純正樹脂、2L ビルドトレイ、Asiga Flash、キャリブレーション ツールキット

※ 製品の外観は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

一般名称： 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 商品名：アシガ ウルトラ 一般医療機器届出番号：23B2X10023000426

■ 製造販売元

名南歯科貿易株式会社

本社： 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町 2 番 26 号

TEL : (052) 799-4075 FAX : (052) 353-6610

東京オフィス： 〒102-0082 東京都千代田区一番町 27-2 理工図書ビル 2F

& ショールーム TEL : (03) 6261-3523 FAX : (03) 6261-3524



取扱店