


Ergo Vista

エルゴヴィスタ



チタン製フレーム



ワイヤレスLED搭載



5.0× (ブルー)

目幅と高さが調節できるエルゴルーペ



3.0× (イエロー)



4.0× (レッド)



6.0× (ブラック)

選べる倍率、選べる作業距離

Ergo Vista、Ergo V は弊社が商標登録出願中の名称です。

製造販売元 名南歯科貿易株式会社



本 社： 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町 2 番 26 号
TEL : (052)799-4075 FAX : (052)353-6610
東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町 27-2 理工図書ビル 2F
& ショールーム TEL : (03)6261-3523 FAX : (03)6261-3524

Web サイト YouTube



取扱店



Ergo Vista

エルゴヴィスタ

自由な調節機能 × 自然な姿勢 × ワイヤレスLED
歯科診療を快適にする新しい選択肢。



5.0× (ブルー)



3.0× (イエロー)



4.0× (レッド)



6.0× (ブラック)

販売価格 各 240,000円 (税別)


自由な調節で誰でも使用可能



ご自身で瞳孔間距離と高さ調節が行える、自由度の高さが魅力です。


院内で複数のスタッフで使い回すこともできるため、
様々な診療・治療にお使いいただけます。

エルゴヴィスタ 体への負担少



自然な姿勢を実現するエルゴデザイン

通常のルーペ 体への負担大




無理な姿勢になってしまう通常タイプ

診療スタイルに合わせて選べる作業距離 (WD)

WD 560mm 180cm 以上

WD 520mm 160～180cm

WD 460mm 160cm 以下



身長ごとで選ぶワーキングディスタンスを3種類ご用意。

無理のない自然な姿勢を確保します。

※ あくまで目安となります。見え方には個人差があります。
※ 必ずご試着の上、お買い求めください。
※ レンズへ度を入れる場合は眼鏡屋でご調節ください。

倍率ラインナップ



4つの倍率から選べて、より精度の高い
診療を実現します。


これからの診療スタイルにフィットする、
次世代のルーペです。

※各倍率は520mm使用時の視野です。
※視野径の見え方には若干の個人差があります。

倍率	3.0×	4.0×	5.0×	6.0×
視野径 (mm)	95-115	82-92	65-74	62-68
被写界 深度 (mm)	460／520／560(WD) 70／ 80／ 90	460／520／560(WD) 60／ 70／ 80	460／520／560(WD) 55／ 60／ 65	460／520／560(WD) 50／ 55／ 65

高輝度LEDで明るい術野

ワイヤレスで使える、明るいLEDライトに接続する
バッテリーは3個が標準付属です。
使用時は残りの2個を同時に充電できるので、安心して
治療を行えます。



最大光量時



最小光量時

LEDライト 仕様	
照度	15,000～30,000Lux 色温度:6,000K
操作	4段階ボタン調節
寿命	50,000時間
連続使用可能時間	約2.5時間 (1個あたり)

持ち運び用ケースも標準付属

軽くて丈夫な専用ケースです。



商品構成
エルゴ双眼ルーペ (チタンフレーム) x1、ワイヤレスLEDライトx1、
充電スタンドx1、充電ケーブルx1、リチウムイオンバッテリーx3、
充電アダプターx1、小型プラスドライバーx1、
メガネ拭きクロスx1、ストラップx1、黄色フィルターx1

その他 仕様	
固定倍率	3倍 (黄色)、4倍 (赤色)、5倍 (青色)、6倍 (黒色)
視野径	3倍 (95-115mm)、4倍 (82-92mm)、5倍 (65-74mm)、6倍 (62-68mm)
作業距離	460mm、520mm、560mm
電源電圧	AC 110/240V、50/60Hz
ワイヤレスLED電力	1～2W
重量 (LED装着時)	約110～115g (重量は倍率によって異なります。)
バッテリー	約2.5時間 (1個あたり)
充電時間	2～2.5時間
充電可能回数	約2,000回
フレーム素材	チタン